

ALINCO

肩マッサージャー もみたいむ プロ MCR8313

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。
※ 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、肩マッサージャーもみたいむプロ MCR8313 をご購入いただきありがとうございます。製品をお使いいただくにあたり、安全にご使用いただくために、この取扱説明書を、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。
本製品をご使用になる際には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事項が記されていないよう、記載内容に当たって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに電力が当たる箇所へ大切に保管してください。
尚、本製品の電源使用時間は15分です。（電源使用時、約1分間は電源を停止してください。）
※ 製品の寿命は長く続きます。

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

使用方法

使用例

使用上の注意
お手入れ方法など
故障かな？と思う前に

1

警告・注意

▲ 注 意



- 本製品は必ず屋内でご使用ください。
- 日本国内で使用してください。



- ご使用前には、コントロールパネルが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異状が発見された場合には、使用しないでください。



- 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



- アクセサリーなど異物をのをつけて使用しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- 室温が10℃以下・25℃以上の状態ではご使用にならないでください。正常に作動しなくなる恐れがあり、製品の劣化を早めます。
- 直射日光やストーブなどの火気・熱源の近くでの使用・保管はしないでください。
- はこりの多い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項

▲ 警 告



- 使用時にはACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品をつまみつかないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて警告帯を貼ってください。また、直射日光が当たる場所や高温・多湿な場所には保管しないでください。
- お手入れの時には、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。

▲ 注 意



- 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再度読み上、ご活用ください。



- 本製品を長期間にわたって使用いただくため、定期的に汚れ落としを試さってください。その際、シンナー系や油系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

電動機器の警告事項

—— 本製品はAC100V電源を使用します ——

▲ 警 告



- ACアダプターに接続を間違えて差し込んでください。差し込みがゆるんでいると感電・ショート・発火の原因になります。



- ご使用前はコードが止まっていることを必ず確認してください。ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならない時や、雷が降ったときには、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電や、感電・感電・発火の原因になります。
- 充電の際は直ちにACアダプターをコンセントから抜いてください。



- 本製品にタタリや毛布などをかけた状態で使用させないでください。感電や発火の原因になります。
- 本製品を水または他の液体に濡らさないでください。また、お風呂場などの高温・高湿の多い場所での使用・保管はしないでください。感電や、感電・感電・発火の原因になります。



- コンセントからACアダプターを抜き差しする際には、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、電源コードやプラグが濡れたり、差し込みがゆるんだ状態のままご使用しないで行ってください。感電や、感電・感電・発火の原因になります。
- 使用中及び充電時移動・保管の際は、ACアダプターのコードの上を重量物や本製品が落ちないようにご注意ください。感電や感電・発火の原因になります。
- 保管の際は、ACアダプターのコードを、アダプター本体の付属収納ケースに巻き巻きしないで行ってください。感電や感電・発火の原因になります。
- 製品を落下や浸水させて破損した場合、絶対に使用しないでください。サービスセンターにご連絡ください。
- ACアダプターは、指定されたもの以外使用しないでください。
- 本製品に目撃や感電など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本体の分解・改造は行わないでください。修理が故障した場合、電源コードが破損した場合、勝手に修理などせず、販売店又は弊社販売元(当社サービスセンター)に連絡してください。当を以外の修理は行わないでください。



- 充電・使用時の熱や充電ケーブルが熱くなった場合は、必ず充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが濡れた場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 充電ケーブルが破損した場合には、充電を中止し、充電ケーブルをコンセントから抜いてください。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項


各部の名称

梱包をあげましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■本 体



■コントロールパネル ボタン名称



■特長と効果・効能について

使用目的・効能または効果

おんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこゝと。

- 疲労回復
- 筋肉の衰れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす

特 長


- 大小4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。
- もみ玉はヒーター機能搭載。
- もみ玉の回転速度が調節できます。
- ぶるぶるふるふる振動マッサージを搭載。

ご使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。

1 ACアダプターのプラグをつなぎます

必ずすぐ元末でしっかりと差し込んでください。



2 ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



3 マッサージを開始します

- 電源** 【電源ボタン】を押すともみ玉マッサージが開始されます。
- もみ** 【もみボタン】を押すともみ玉回転速度が【遅い⇒速い⇒停止】に切り替わります。
- 揺動** 【揺動ボタン】を押すと揺動マッサージが開始されます。
もう一度、【揺動ボタン】を押すと揺動マッサージが停止します。
- ヒーター** 【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが点灯し、しばらくしてもみ玉が温まります。もう一度、【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが消灯します。
- 電源** もう一度【電源ボタン】を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。
マッサージ終了後は、ACアダプターをコンセントから抜き取ってください。

※但し、動作開始から約15分で自動的に停止します。

オートオフ機能について

開始後15分経過すると、自動的に動作を停止します。


▲ 注意

- 開始後15分経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは25分以上しないでください。また、同じ部位へ5分以上マッサージしないであください。
長時間への使用は、皮膚を傷める、乾燥などなる恐れがあります。
- ヒーターコイルによって安全装置が働いて発熱が、いったん電源をオフにして、3分程度待ってから再度電源をONにしてください。

使用例

■腰をマッサージする

1. 【電源ボタン】を押し、もみ玉を作動させ、マッサージを開始します。
2. 両手でハンドルをしっかり握り、本体のみヘッド部を腰に当てます。マッサージの間は、ハンドルを握ってください。
3. もみ玉が腰を挟み込むように本体を調整してください。



■その他の使用イメージ

首に使用する場合

首に



▲ 注意

- 首に使用するときには、ハンドルを持って、もみヘッド部を首に当てます。マッサージの間は、必ずハンドルを握ってください。
※ 首の横方はマッサージをしないてください。ケガや事故の恐れがあります。
- 肩前に直接当てて、使用しないでください。必ず衣服の上から使用していただくか、もしくはタオル等を当てて使用してください。
- その他の部位を使用する際には、落としたときにけがをしないよう十分注意して使用してください。
- 使用例以外のマッサージには使用しないでください。また、遊泳部位にあたる部位には使用しないでください。

ふとももに使用する場合

ふとももに



ふくらはぎに使用する場合

ふくらはぎに



使用上の注意

本製品は、モミ玉を押し当てる力によってマッサージ強度を調節することができます。
以下のことに注意して、マッサージ強度(押し当てる強さ)を調節してください。

★痛みを我慢して続けるマッサージは お止めください。

- 人やマッサージする部位によって適切なマッサージの強度・位置は異なります。
- 痛みを我慢して続けるマッサージは効果が削げたりかか 筋肉痛や皮膚を傷めるなど健康害にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 素肌に直接当てず、使用しないでください。必ず衣層の上から使用していただくか、もしくはタオル等を当てて使用してください。



▲ 注意

- アクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。ケガや事故の恐れがあります。
- 首・肩・腰にある部位には使用しないでください。
- 本体の上に昇った力物を置いたりしないでください。故障の原因や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 湿気がする際、また、湿りながらの使用は避けてください。事故を引き起こす恐れがあります。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。ケガや事故の恐れがあります。

お手入れ方法など

■お手入れ方法 (本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。)

- お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れ等を拭き取ってください。
また、汚れ等が落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。この際、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはお止めください。シミや変色の原因になります。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 湿度、温度の低いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の指示に従ってください。



故障かな?と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

現象	チェック項目
●動かない	→ ○ ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか? ○ ACアダプター-両プラグと本体側電源プラグはしっかり差し込まれていますか? ○ 長時間の使用で本体が熱くなっていますか? (1時間程度待機をおいて本体内部の温度を下げてから使用してください。) ○ 電源ボタンを押していませんか? ○ 電池切れではありませんか?自動タイマーが作動しています。
●停止する	→ ○ 無量な力をおけていませんか? モーターロックによって安全装置が働いた場合は、いったん電源をOFFにして、5分程度待ってから再度電源をONにしてください。 ○ 開始後15分経過していませんか?自動タイマーが作動しています。

本機故障なお、異常が感じない場合は、勝手に使用を中止し、事故防止のため必ず下記のサービスセンターに相談ください。

お問い合わせ先 サービスセンター ☎ 0120-30-4515 (AM10:00~PM10:00 休、PM12:00~15:00) 株式会社・日 全国で使えます

使用上の注意・お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において、万一故障が発生しましたときは保証規約により無料修理をいたします。

保証規約

- 通常の使用により、万一、材質上または構造上の欠陥が生じた場合、お買い上げ店もしくは当社のサービスセンターにお申し出ください。無償で新品と交換または修理をさせていただきます。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については本保証は適用されません。
 - 説明書外の誤操作、取扱上の不注意
 - 天災、火災、地震等による故障
 - 砂・泥・水が入り等が原因で生じた故障
 - お買い上げ後の輸送等による破損・傷、落下等
 - 取組上の不備
 - 当社規定の修理取扱所以外で行われた修理等による故障
 - 本製品本来の使用目的以外の使用
 - 日本国外でご利用の場合
 - 本保証書の添付のない場合
- 保証の対象となるのは本体のみで、使用に伴う消耗部品は、保証の対象とはなりません。
- 修理品については高價。廃棄用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無償保証期間はご購入日から1年間です。
- 保証の適用されない故障及び保証期間（1年間）が切れた後の故障につきましては、有償で修理いたします。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。
- 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店印が記入されていないと無効です。
但し、本保証書は製品と一緒に梱包されておりますので、販売店印がもらえない事があります。
その際は、レシートをここに添付して、販売店印の代わりとして下さい。

ご購入店名		おなまえ	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	() -

※お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

アルインコ株式会社

フィットネス事業部

大阪府高槻市三島江1-1-1

■製品仕様

管理区別番号

一製の名前：卓式用電気マッサージ器

型 号 名：肩マッサージャーもみたいE プロ

品 番：MGR 8313

総 重 量：22.4kg（B2×00101A01）

製造販売業者：アルインコ株式会社

住 所：大阪府高槻市三島江1-1-1

白 色 目：中国

製品サイズ：W420×D370×H180（mm）

製品重量：約1.5kg（ACアダプター含）

定 電 圧：AC100V（50/60Hz）

消費電力：12W（電圧値8W/電圧値4W）

定 電 時 間：15分

組 立 材 質：本体/ポリエステル・PU、操作部/ABS



この保証書は、本場に表示した同型、会場のものにおいて無償修理を約束するものです。従ってこの保証書によって無償修理が行われている（保証書修正）及びそのほかの事業者に対するお客様の法外な権利を認許するものではありません。保証書紛失後の保証書についてご不明な場合は、お買上げ販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。なお、この製品の構造特性等による使用制限は、取扱説明書に記述されています。詳しくは、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

アルインコ株式会社

サービスセンター

フリーダイヤル



0120-30-4515

（AM10:00～PM4:00 日・PM12:00～1:00および日・祝祭日を除く）

上記以外受付FAX:072-676-6410